

# Luxor Display

Software für die Qualitätssicherung an Bildwiedergabegeräten für die Befundung nach DIN V 6868-57 und QS-Richtlinie

## Luxor Display Q-K

### Konstanzprüfung

- Konstanzprüfung nach QS-Richtlinie
- Assistenten führen durch die Konstanzprüfung
- Messen mit **LXplus** Leuchtdichtemessgerät
- Testbilder werden für die Bildschirmauflösung generiert
- Erinnerung an fällige Konstanzprüfungen
- Detaillierte Protokollierung der Prüfungen

- Datenexport nach Word, Excel, RTF und PDF
- Einfache, aber flexible Programmkonfiguration
- Unterstützung des ICM Windowsfarbmanagements
- Bis zu 8 Bildschirme verwaltbar
- Schneller Überblick über Prüfergebnisse im Prüfjournal

## Luxor Display Q-K+A

### Konstanz- und Abnahmeprüfung

- Alle Funktionen von **Luxor Display Q-K**
- Durchführung der Abnahmeprüfung für einen einzelnen Arbeitsplatz
- Unterstützung bei Einordnung der Bildschirmkategorie, Grenzwerte und Prüfintervalle für die Konstanzprüfung

- Übernahme der Prüfergebnisse in die Konstanzprüfung
- Druck und Export von Prüfberichten

## Luxor Display Q-Dental

### Dental Konstanz- und Abnahmeprüfung

- Basiert auf **Display Q-K+A**
- Konstanzprüfung nach Vorgaben der QS-Richtlinie nur für Dental

- Abnahmeprüfung mit optionaler Hinterlegung von Referenzwerten
- Nachfolger der erfolgreichen **DentalQ** Software


## Luxor Display Q-APro

### Profitool für Abnahmeprüfer

- Basiert auf **Display Q-K+A**
- Abnahmeprüfung für beliebig viele Endkunden
- Messungen im Rahmen der Konstanzprüfung mit Journalfunktion für beliebig viele Endkunden
- Assistenten führen durch die Prüfungen

- Prüfberichte sind nicht an die Lizenznummer gebunden
- Keine Installation auf Endkundenrechner notwendig

Systemvoraussetzungen:  
 ab Win98  
 (ab 2000 für MultiMonitor),  
 Grafikauflösung  
 ab 1024x768 Pixel  
 ca. 20 MB Platz auf Festplatte



**Luxor Display  Q-K**

Konstanzprüfung

**Luxor Display  Q-K+A**

Konstanz- und Abnahmeprüfung

**Luxor Display  Q-Dental**

Dental Konstanz- und Abnahmeprüfung

**Luxor Display  Q-APro**

Profitool für Abnahmeprüfer